



Modellvergleich und Details

Automatische Pipettieranlagen

	PT 600.1	PT 600.2	PT 300
Außenmaße (BxTxHmm)	2070x1020x2000	2070x960x1920	1450x790x1920
Gewicht (kg)	740	720	400
Roboter (Anzahl)	3	3	2
Pipetten (Anzahl)	2	2	1
Proben pro Stunde	600	600	300
Verschluss Arten	Geschraubt & gesteckt		
Pipetten Modelle kompatibel	Eppendorf Research Plus & F1-ClipTip manuell (weitere optional)		
Pipettenspitzen kompatibel	Eppendorf und ClipTip 200µL, 1000µL, 1200µL		
Pipettierbare Menge	40µL – 650µL		
Zusatz Optionen	-	-	Siehe Flyer
Preis	Auf Anfrage		

Kontaktieren Sie uns:

D&T Engineering GmbH

p.feldl@dt-gmbh.com

Peter Feldl
Neuhaus 4
D-84539 Ampfing

+49 (0) 170 9975343
www.dt-gmbh.com



Model comparison and details

Automatic pipetting systems

	PT 600.1	PT 600.2	PT 300
External dimensions (LxWxHmm)	2070x1020x2000	2070x960x1920	1450x790x1920
Weight (kg)	740	720	400
Robots (number)	3	3	2
Pipettes (number)	2	2	1
Samples per hour	600	600	300
Closure types	Screw cap & plug cap		
Pipette models compatible	Eppendorf Research Plus & F1-ClipTip manual (others optional)		
Pipette tips compatible	Eppendorf and ClipTip 200µL, 1000µL, 1200µL		
Pipettable amount	40µL – 650µL		
Additional options	-	-	see Flyer
Price	On demand		

Contact us:

D&T Engineering GmbH

p.feldl@dt-gmbh.com

Peter Feldl
Neuhaus 4
D-84539 Ampfing

+49 (0) 170 9975343
www.dt-gmbh.com